

選擇人工晶體須知

- 現時的人工晶體種類眾多，治療白內障同時亦可矯正近視、遠視、老花等問題。可根據自己的需要，選擇適合自己的人工晶體。

晶體類型	遠距離	中距離	近距離	濾紫外線	濾藍光	矯正散光	手術後		
基本單焦點人工晶體 (SA60AT/ZCB00)	(可選擇近至遠其中一個距離點) ● (Monovision) ✧ 良好的遠距離視力 + ✧ 一些閱讀視野 ✧ 一隻眼的遠距離視覺和 ✧ 另一隻眼的閱讀視覺 ✧ 但會影響部分立體感			✓	✗	✗	● 有機會在看近物或遠物時要配戴眼鏡 ● 單焦距人工晶體就是只有一個焦距 ● 患者可以選擇近、中或遠距離的單一焦點 ● 無法同時對焦遠近距離視力		
濾藍光/淡黃色 單焦點人工晶體 (SN60WF)				✓	✓	✗			
單焦距散光人工晶體 SN6AT/ZCT-Tecnis1				✓	✗	✓			
進階版單焦距 (ICB00)				✓	✗	✗			
進階版單焦距散光 ZCU-Tecnis2				✓	✗	✓			
多焦距人工晶體 PanOptic(TFNT00)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	● 一次過解決近視、遠視、散光及老花 ● 最近的研究顯示，90%以上可以完全無需戴眼鏡過正常的生活	有較高機會出現光暈和眩光現象；病人需要一段時間適應	不適合對晚間視力要求很高的人，如夜更司機
多焦距散光 PanOptic Toric (TFNT20-60)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
延伸景深多焦(EDOF) Vivity(DFT015)	✓	✓	✓ #	✓	✓	✓		提供清晰的三個焦點，以及遠至近距離的連續視覺；較少光暈和眩光的發生	#遠視力和中視力不錯；但近視力會比多焦人工晶體的效果為弱 #
延伸景深多焦散光 VivityToric(DFT215-615)	✓	✓	✓ #	✓	✓	✓			